

# JELOSIL SA

**ULTRAVIOLETTI - INFRAROSSI**

Uffici e Stabilimento: Strada Padana Superiore 317 - 20090 Vimodrone (MI) - ITALY  
tel. ++39 (0)2 2504098 - fax ++39 (0)2 2503146

[info@jelosil.it](mailto:info@jelosil.it)

## INFRA 750

**LAMPADA TERAPEUTICA A RAGGI INFRAROSSI PER USO MEDICALE CONFORME ALLA NORMA EN 60601-1 CLASSE I E DIRETTIVA CEE 93/42 "DISPOSITIVI MEDICI" CLASSE IIa.**

*Classificazione CND: Z120614*

*Numero iscrizione al Repertorio Dispositivi Medici: 72995/R*

*Codice listino: 0A1B100130*



L'apparecchio è equipaggiato con 3 lampade IR da 250W 230V montate su stativo a rotelle che consente la regolazione dell'inclinazione del corpo lampada per irradiare agevolmente qualsiasi parte del corpo.

Questa lampada può essere programmata per un funzionamento fino a 15 minuti.

Lo spegnimento, trascorso il tempo programmato, avviene automaticamente. Ogni lampada è dotata di interruttore che ne comanda l'accensione/spengimento indipendentemente dalle altre due.

**DESTINAZIONE D'USO:**

Ortopedia: cura di artriti, reumatismi, lombaggini, mialgie cervicali, distorsioni, ed in generale qualora serva una fonte di calore penetrante.

Fisioterapia: preparazione al massaggio e riscaldamento del corpo per un migliore assorbimento da parte dell'epidermide di creme ed unguenti.

Riscaldamento: in ambienti freddi si ottiene un riscaldamento immediato della persona irradiata.

**PER L'UTILIZZO E' NECESSARIO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL MEDICO CURANTE PER I TEMPI DI ESPOSIZIONE, LA DISTANZA DI APPLICAZIONE E LA FREQUENZA DELLE SEDUTE**

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

<b>Tensione alimentazione:</b>	230 V; 50/60 Hz
<b>Potenza:</b>	750W
<b>Fusibili:</b>	6,3A
<b>Dimensioni portalamпада:</b>	cm. 55x15x21
<b>Altezza regolabile forcella supporto:</b>	da cm. 82 a cm.152
<b>Peso:</b>	Kg. 14
<b>ACCESSORI A CORREDO</b>	
- N. 1 paia occhiali opachi	cod 0ROA100545
<b>PARTI DI RICAMBIO</b>	
- Bulbo IR 250W - attacco E/27	cod 0R1A101640
- Fusibili tipo 20x5 F 6,3A 250V	

**CE** 0068

Rev. 08 del 17/12/2013